



Manual
Tzion My Result

Sumário

1. Tzion My Result.....	3
2. Login.....	4
3. Tela Inicial.....	6
4. Filtros	7
5. Grid.....	9
6. Menu Lateral Esquerdo	19

1. Tzion My Result

A nossa solução **Tzion My Result** é uma solução para resultados de exames, onde o paciente pode consultar todos os exames realizados e os seus respectivos laudos e imagens, compartilhar o resultado por e-mail e imprimir seu laudo. O sistema possui módulo integrado de download e visualização de imagens multiplataforma (Windows, Mac e Linux).

2. Login

Na tela de abertura do sistema deverá ser informado **Usuário** e **Senha**.

- **Usuário** – Informe o usuário do sistema.

Exemplos: Para logar como paciente, o usuário é o código do prontuário.


Para logar como médico solicitante ou executante é o mesmo usuário cadastrado no TzionReportCenter.

- **Senha** – Informe a senha de usuário do sistema.

Exemplos: A senha do paciente vai ser gerada automaticamente ao imprimir a guia. A senha do médico solicitante e executante vai ser a mesma que foi cadastrada no TzionReportCenter.

- **Lembrar senha** – Informar login de usuário para que o usuário receba sua senha no e-mail que está cadastrado no sistema. Somente para usuários internos.

A imagem abaixo é a tela de login do sistema. Onde o paciente e o médico irá acessa-lá.



Link da tela de login do paciente:

<http://dominiodocliente/portal/#/>

Link da tela de login do médico executante:

<http://dominiodocliente/portal/#/medico>

Link da tela de login do médico solicitante:

<http://dominiodocliente/portal/#/medicosolicitante>

3. Tela Inicial

Após realizar o login no sistema, irá ser exibido uma mensagem com a política de privacidade do **TzionMyResult**, onde o usuário deve ler e aceitar a política. Caso o usuário não aceite e clicar no botão ‘Cancelar’ o sistema automaticamente irá voltar para tela de login. E se caso o usuário aceitar a política, o mesmo vai ser direcionado para a tela inicial do sistema.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO TZION MYRESULT

POR CONTA DA NOVA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI 13.709/2018) OU LGPD, QUE TEM COMO OBJETIVO REFORÇAR A RESPONSABILIDADE E A TRANSPARÊNCIA NO TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS (NOME COMPLETO, ENDEREÇO, LOCALIZAÇÃO, HISTÓRICO DE NAVEGAÇÃO NA INTERNET ETC.), ASSIM COMO OS SEUS DADOS DE SAÚDE (DADOS SENSÍVEIS), E NO DESEMPENHO DO NOSSO PAPEL, GOSTARIAMOS DE PEDIR O SEU CONSENTIMENTO PARA ARMAZENAR-LOS E UTILIZÁ-LOS (OS SEUS DADOS) COM TODA SEGURANÇA E PRIVACIDADE.

AO CLICAR NO ACEITO SINALIZA QUE VOCÊ CONCORDA COM O USO SEGURO E RESPONSÁVEL DE SUAS INFORMAÇÕES PELO NOSSO SISTEMA, ALÉM DE PRESSUPOR O CONHECIMENTO SOBRE AS PRÁTICAS ESTIPULADAS NA **POLÍTICA DE PRIVACIDADE**.

Política de Privacidade e Uso de Cookies

INTRODUÇÃO

A EMPRESA ASL SOFTHOUSE LTDA. ESTÁ COMPROMETIDA COM A PROTEÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES PESSOAIS QUE SÃO COMPARTILHADOS PELOS USUÁRIOS CONFORME DEFINIDO ABAIXO. ESSA POLÍTICA DEFINE COMO OS DADOS SÃO PROTEGIDOS NOS PROCESSOS DE COLETA, REGISTRO, ARMAZENAMENTO, USO, COMPARTILHAMENTO, ENRIQUECIMENTO E ELIMINAÇÃO, PARA ALÉM DA LEI Nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS).

RECOMENDAMOS A LEITURA CUIDADOSA DESTE DOCUMENTO.

DEFINIÇÕES

DADOS PESSOAIS: A LEI BRASILEIRA DEFINE "DADO PESSOAL" COMO TODO AQUELE QUE SE REFERE A UMA PESSOA FÍSICA IDENTIFICADA OU IDENTIFICÁVEL. NA PRÁTICA, A EXPRESSÃO COMPREENDE TODO DADO QUE PERMITE IDENTIFICAR UMA PESSOA, COMO POR EXEMPLO: NOME, CPF, Nº DE IDENTIDADE, FOTOGRAFIA ETC. ALÉM DISSO, OS DADOS PESSOAIS PODEM SER SENSÍVEIS OU NÃO.

DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS: UM DADO PESSOAL SENSÍVEL É AQUELE QUE SE REFERE À ORIGEM RACIAL OU ÉTNICA, CONVICÇÃO RELIGIOSA, OPINIÃO POLÍTICA, FILIAÇÃO A SINDICATO OU A ORGANIZAÇÃO DE CARÁTER RELIGIOSO, FILOSÓFICO OU POLÍTICO, DADO REFERENTE À SAÚDE OU À VIDA SEXUAL, DADO GENÉTICO OU BIOMÉTRICO, QUANDO VINCULADO A UMA PESSOA NATURAL.

USUÁRIO: PESSOA FÍSICA QUE INTERAJA COM O SISTEMA EM SITUAÇÕES ONDE TENHA A POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAR SEUS DADOS PESSOAIS. EXEMPLOS: PESSOAS QUE NAVEGUEM EM SEU WEBSITE, PORTAIS, REDES SOCIAIS, PACIENTES, ALUNOS, DOCENTES, FUNCIONÁRIOS, TERCEIROS OU PRESTADORES DE SERVIÇOS, DENTRE OUTROS.


COOKIES: São arquivos de informação que são armazenados no seu computador ou dispositivos móveis através do navegador de internet (browser). Estes arquivos permitem que, durante um período de tempo, um website "se lembre" das ações e preferências registradas em nome do Usuário. O uso de cookies existe para que o Usuário, ao regressar a um website que já visitou, não tenha, em princípio, que indicar novamente as suas preferências de navegação (idioma, fonte, forma de visualização etc). Os cookies podem ser persistentes ou de sessão.

© 2021 Tzion MyResult 2022.001.01.25

4. Filtros


Na parte superior da tela inicial do sistema é possível utilizar os filtros abaixo.

Basta definir o filtro que desejar e clicar no botão ‘Buscar’ para trazer as informações.



The screenshot shows the 'Tzion MyResult' interface. At the top left is a hamburger menu icon. The title 'Tzion MyResult' is at the top right. Below the title, it says 'Bem vindo Administrador!'. The main area contains search filters: 'Nome do Paciente:' with a text input field; 'Data Inicial:' with a date input field showing '31/03/2022' and a calendar icon; 'Ordenação:' with a dropdown menu showing 'Ordenar por'; 'Modalidade:' with a dropdown menu showing 'Selecionar modalidade'; and 'Data Final:' with a date input field showing '14/04/2022' and a calendar icon.

- **Nome do Paciente** – O usuário deve digitar o nome do paciente.
- **Ordenação** – O usuário pode ordenar os laudos por ‘Mais Novos’, ‘Mais Antigos’ ou por ‘Procedimento’.
- **Modalidade** – O usuário pode filtrar por uma modalidade específica.
- **Data Inicial** – Definir uma data inicial.
- **Data Final** – Definir uma data final.




asl
tzion

Perfil: Médico Executante

Buscar

Limpar

- **Buscar** – Botão para pesquisar os laudos de acordo com o que foi definido no filtro.
- **Limpar** – Botão para limpar todos os campos e voltar com o valor padrão do filtro.



os laudos.

- **Visualização** – Onde o usuário pode definir o tipo de visualização para exibir

5. Grid

A grid é onde vai ser exibidos todos os **laudos**, informações do laudo e as ações que o usuário poderá realizar nesse laudo.

The screenshot displays the 'Tzion MyResult' web interface. At the top, there is a header with a menu icon, the title 'Tzion MyResult', and the 'asl tzion' logo. Below the header, a greeting 'Bem vindo Administrador!' is on the left, and 'Perfil: Médico Executante' is on the right. The main search area contains several input fields: 'Nome do Paciente:' with a text box, 'Data Inicial:' with a date picker set to '31/03/2022', 'Ordenação:' with a dropdown menu showing 'Ordenar por', 'Modalidade:' with a dropdown menu showing 'Selecionar modalidade', and 'Data Final:' with a date picker set to '14/04/2022'. There are also buttons for 'Buscar' (with a magnifying glass icon) and 'Limpar' (with a refresh icon). Below the search area, a red rectangular box highlights a section containing a grid of action buttons: 'Imprimir Laudo' (printer icon), 'Imprimir Imagem' (image icon), 'Visualizar Laudo' (document icon), 'Visualizar Imagem' (image icon), 'Baixar Imagens' (download icon), 'Anexos' (paperclip icon), 'Compartilhar' (share icon), and 'Parceiro Médico' (person icon). To the left of this grid, within the same red box, is a list of patient information: 'COMUNIX', 'CT - CT1 ABDOMEN', 'Data: 31/03/2022', 'Prontuário: 25011989', 'Ac. Number: 230120212057', 'Médico Solicitante:', 'Médico Executante: Administrador', 'Médico Revisor: Administrador', and 'Unidade: ASL Softhouse'.

Do lado esquerdo está localizado as informações referente ao paciente e na parte superior direita, está localizado os botões.

Na imagem abaixo mostra as informações do paciente.

COMUNIX

CT - CT1 ABDOMEN

Data: **31/03/2022**

Prontuário: **25011989**

Ac. Number: **230120212057**

Médico Solicitante:

Médico Executante: **Administrador**


Médico Revisor: **Administrador**

Unidade: **ASL Softhouse**


Na imagem abaixo é exibido os botões para que o usuário realize ações sobre eles. Porém nem todos os botões podem ficar habilitados. Caso o paciente não tenha imagem, os botões de imagem não vão ser habilitados.



- **Visualizar Laudo** – Irá exibir uma tela ao lado para o usuário possa visualizar o laudo. A tela poderá ser expandida ou fechada, pelos botões localizados na parte superior direita.



- **Visualizar Exame** – Irá exibir uma tela ao lado, para que o usuário possa visualizar as imagens em nosso visualizador **TzionWebView**. A tela poderá ser expandida ou fechada, pelos botões localizados na parte superior direita.



- **Imprimir Laudo** – Irá abrir uma tela com o laudo para que o usuário possa imprimir.




Paciente: COMUNIX
Procedimento: CT1 ABDOMEN
Modalidade: CT
Data do estudo: 31/03/2022 00:00:00
Solicitante:

Sexo: O
Idade: 80 anos
Prontuario: 2501989
Impressão: 14/04/2022
Digitador:

Laudo somente para teste...

ASL Softhouse
Rua Rui Barbosa, nº 45 - Teresópolis - RJ



Imprimir 1 folha de papel

Destino  Microsoft Print to PDF ▼

Páginas Tudo ▼

Cor Cor ▼

Mais definições ▼


Imprimir Cancelar

- **Imprimir Imagens** – Irá exibir uma tela maximizada (Galeria de Imagens), para que o usuário possa visualizar as imagens. O mesmo poderá salvar/imprimir as imagens apenas clicando no botão ‘Salvar/Imprimir’ que está localizado na parte superior direita.



Ao clicar no botão ‘Salvar/Imprimir’ o sistema irá adicionar todas as imagens automaticamente em um layout padrão do sistema e o usuário poderá salvar em pdf ou imprimir.


PACIENTE: COMUNIX
DATA: 31/03/2022



Essas imagens são ilustrativas e não servem para realização do diagnóstico.
A qualidade da imagem dependerá da impressora utilizada.

© 2021 Tzion MyResult 2022.001.01.25

Imprimir 60 folhas de papel

Destino  Microsoft Print to PDF ▼


Páginas Tudo ▼

Cor Cor ▼


Mais definições ▼




Imprimir Cancelar

- **Baixar Imagens** – Irá baixar todas as imagens no formato .zip e o usuário poderá extrair o arquivo e abrir as imagens através do aplicativo ‘MyResultApp’.











- **Anexos** – Irá mostrar os arquivos que foram anexados em nosso sistema TzionReportCenter.

 **Anexos**
×

Nome	Tipo	Ações
 Manual - TzionReportCenter.pdf	Normal	 

× Fechar

- **Compartilhar** – Irá compartilhar o laudo pelo Whatsapp ou E-mail. O link do compartilhamento tem prazo de validade. O usuário pode definir um prazo de 8h, 12h, 24h ou 48h. Depois desse prazo, o link irá expirar.

 Imprimir Laudo
  Imprimir Imagem
  Visualizar Laudo
  Visualizar Imagem
  Baixar Imagens
  Anexos
  **Compartilhar**
 Parecer Médico

COMUNIX
CT - CT1 ABDOMEN
 Data: 31/03/2022
 Prontuário: 25011989
 Ac. Number: 230120212057
 Médico Solicitante:

☒ WhatsApp ☐ Email
 (99)99999-9999
 Prazo de validade do link:
 8h ▼

Compartilhar

Cancelar

- **Parecer Médico** – Onde o médico poderá adicionar um comentário/parecer referente ao laudo. O mesmo poderá adicionar uma prioridade ao parecer (Sem prioridade, Baixa, Média e Alta). Esse comentário/parecer irá ser exibido no sistema TzionReportCenter e os usuários que tenham acesso ao sistema, poderão visualizar o mesmo.

Parecer Médico

Histórico

Data	Descrição	Prioridade
14/04/2022	Teste...	Sem prioridade

Parecer:

Descreva o parecer médico aqui...

Prioridade: Sem prioridade ▾


Salvar Cancelar

6. Menu Lateral Esquerdo

No menu lateral esquerdo contem o menu 'Exames' e o botão 'Engrenagem', clicando no mesmo o sistema irá mostrar o botão 'Logout' para que o usuário saia do sistema.



Esse é o botão do Menu, onde é possível ocultar e habilitar o menu lateral esquerdo.



Clique na engrenagem para visualizar o botão de 'Logout', clicando nesse botão o usuário sairá do sistema.



ast

SOFTHOUSE